



Cuidarte a vos misma,  
es cuidar a tu bebé

---

**PHILIPS**  
**AVENT**



---

## Kit de puericultura.

---

# Soluciones para los pezones.

No hay nada mejor para darle a tu bebé que los beneficios saludables de la leche materna, por eso es importante que estés bien preparada.

El cuidado de los pezones es parte fundamental de ese cuidado. Philips AVENT te ofrece una completa gama de productos para ayudarte a solucionar cualquier problema que pueda surgir con esta delicada parte de tu cuerpo.

Olvidate de los problemas de pezón plano o invertido.

## Niplette AVENT, la solución simple y natural para corregirlos.

Mediante su sistema de suave succión, el Niplette AVENT saca el pezón hacia una pequeña copa de plástico parecida a un dedal. La fuerza de la succión es controlada por vos, dependiendo de tu comodidad.

Además, es el único método de corrección que permite solucionar en forma duradera el problema del pezón invertido, sin cirugías ni tratamientos complicados.

De día o de noche, durante el embarazo o luego de él.

El Niplette AVENT funciona a través de una succión sostenida que alarga suavemente los conductos que mantienen “retraído” el pezón y se coloca discretamente debajo del corpiño, actuando de día o de noche.

Este sistema es sencillo e indoloro y puede ser utilizado por mujeres de cualquier edad.



Niplette AVENT  
SCF 152/02

A veces los pezones necesitan un cuidado extra.

## Casquillos Protectores AVENT, el alivio de sentirte protegida.

Los Casquillos Protectores Ultra suaves AVENT, se utilizan dentro del corpiño para proteger los pezones de rozaduras y para recoger el exceso de leche.

### Casquillos Ventilados

Estos casquillos protegen los pezones agrietados e irritados para que puedan curarse con mayor rapidez. La suave presión que ejercen en el pecho ayuda a aliviar la congestión. Además los orificios permiten la circulación de aire.

### Casquillos Recoge Leche

Casquillos sin orificios que recogen el exceso de leche que gotea durante el tiempo de lactancia o mientras se está usando el extractor de leche.

Se recomienda su uso durante 40 minutos máximo por vez, para no causar presión innecesaria sobre los conductos lactíferos.



Casquillos Protectores  
AVENT  
SCF 157/02

Saná tu pezones sin que tu bebé sienta la diferencia.

## Pezoneras AVENT, la mejor forma de proteger tus pezones.

Fabricados con silicona ultra fina, suave, inodora e insípida, protegen los pezones agrietados o doloridos durante la lactancia materna.

- Diseñadas para que el bebé tenga mayor contacto con tu pecho.
- Gracias a su forma de mariposa el bebé puede sentir y oler tu piel sin dejar de estimular la salida de leche mientras succiona. Una vez que los pezones estén curados, el bebé podrá volver a tomar directamente del pecho sin complicaciones.
- Diseñadas con 3 orificios para que el bebé obtenga un óptimo flujo de leche.
- Disponible en dos tamaños, normal y pequeño. El pequeño es ideal para ser utilizado por bebés prematuros y de menor tamaño, ya que la menor circunferencia de la zona del pezón les posibilita engancharse con mayor facilidad.

Las pezoneras están ideadas para ser utilizadas únicamente en el caso de pezones irritados o agrietados, previa indicación médica.

Siempre se deberán esterilizar antes de su uso, mediante un esterilizador eléctrico o para microondas.



Pezoneras AVENT  
SCF 156/00 y 156/01

La protección que no se nota.

## Discos absorbentes lavables AVENT, el cuidado discreto y suave.

Los discos reutilizables Philips AVENT, evitan que se manche la ropa a causa del goteo de leche, que en algunos casos puede ocurrir incluso antes del parto.

**Ultra absorbentes, discretos, suaves y antideslizantes.** Cada disco posee un forro interior de algodón cepillado, proporcionando un contacto suave y sutil con la piel. Su relleno absorbente, atrapa la humedad tras una capa antifugas, manteniéndola alejada de la piel. Además, posee una atractiva capa exterior de encaje que le da un aspecto más femenino, evitando a su vez, que se deslice. Para su limpieza se puede usar lavarropas y secarropas.

Los discos se introducen dentro del corpiño y deben cambiarse con frecuencia para evitar grietas en los pezones.

Los discos se deberán lavar dentro de una bolsa de lavado a 40°C y se puede secar en secarropas en frío.

Presentación: 6 discos y una bolsa de lavado.



Discos absorbentes  
lavables AVENT  
SCFI 55/06

Productos para el Embarazo, la Lactancia y el Cuidado del Bebé

avent@philips.com.ar | [www.philips.com.ar/avent](http://www.philips.com.ar/avent)

---

**PHILIPS**  
**AVENT**

