

# Confort de gel para dormir mejor

## Mascarilla facial Philips Respironics Amara Gel

La tecnología avanzada de gel proporciona mayor comodidad y suavidad; de este modo, los pacientes disfrutan del sueño reparador que necesitan.



### Para el profesional sanitario...

- La tecnología avanzada de gel se adapta a los contornos de la cara para que el sellado y el confort sean perfectos.
- Se trata de nuestra mascarilla facial de gel más pequeña y ligera, y su diseño y acabado aportan una excelente claridad además de mejorar el cumplimiento terapéutico.
- Existen cuatro tamaños, gracias a los cuales la mascarilla puede adaptarse a más del 95% de los pacientes. Con Amara Gel se consigue siempre un ajuste perfecto a la primera.
- Gracias a las dos opciones intercambiables de la mascarilla Amara, gel y silicona, se duplican las posibilidades de confort y adherencia.

### Para el paciente...

- El acoplamiento original de la almohadilla, que consiste en un simple clic, hace que el montaje sea rápido y fácil.
- Gracias a su gel suave ofrece un mayor confort y favorece el descanso.
- Se trata de nuestra mascarilla facial de gel más pequeña y ligera, lo cual supone una solución menos agresiva para el paciente.
- Al estar compuesta por muy pocas piezas, montarla y limpiarla resulta rápido y fácil. De este modo, el paciente no necesita emplear su valioso tiempo en la mascarilla.

Almohadilla intercambiable con la Amara original.



1

### Tecnología avanzada de la almohadilla de gel

Se ajusta fácilmente a los contornos faciales.

2

### Montaje con un solo clic

El montaje de la almohadilla resulta rápido y seguro.

3

### Clips de acoplamiento rápido para el arnés con tiras ajustables

Facilitan y agilizan su colocación y ajuste.



6

### Mecanismo de ajuste a la altura de la frente

Ofrece 10 posiciones diferentes para que el sellado y el ajuste sean perfectos.

5

### Estructura ligera y de tamaño reducido

Menos agresiva para los pacientes.

4

### Codo que gira 360°

Microorificios de exhalación silenciosa con conector giratorio de desmontaje rápido.

## Información de pedido

Artículo	Tamaño	Referencia
<b>Mascarilla Amara Gel con orificio de exhalación</b>		
Mascarilla Amara Gel con estructura RS y arnés de tamaño reducido	P	1090420
Mascarilla Amara Gel con estructura RS y arnés de tamaño reducido	S	1090421
Mascarilla Amara Gel con estructura RS y arnés estándar	M	1090425
Mascarilla Amara Gel con estructura RS y arnés estándar	L	1090426
<b>Mascarilla Amara Gel sin orificio de exhalación</b>		
Mascarilla Amara Gel SE con estructura RS y arnés de tamaño reducido	P	1090430
Mascarilla Amara Gel SE con estructura RS y arnés de tamaño reducido	S	1090431
Mascarilla Amara Gel SE con estructura RS y arnés estándar	M	1090435
Mascarilla Amara Gel SE con estructura RS y arnés estándar	L	1090436



Si desea más información, visite [www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)



© 2016 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos.

Philips Respironics y Amara son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y empresas afiliadas.

MCI 4106308 PN448896